Handbók: Skipt um ól á Trionic Walker bakstuðningi

(1) Losaðu skrúfuna sem heldur ólinni með 3 mm sexkantlykli.

Endurtaktu hinum megin.



(2) Gættu þess að halda til haga skrúfunni, rónni og rörlaga millileggnum.

.

Handbók: Skipt um ól á Trionic Walker bakstuðningi

5 Settu nýju ólina inn í bólstrunina.

MIKILVÆGT: Gættu þess að endi ólarinnar sé í línu við TRIONIC-merkið eins og sýnt er á myndinni.



6 Settu rörlaga millileggið í gatið á enda ólarinnar.

.

