

Βάση μπουκαλιών *Veloped* – Οδηγίες συναρμολόγησης


Βάση μπουκαλιών με *veloped* και *rollator*, γενικής χρήσης, που στερεώνεται στο πλαίσιο με *veloped* με βιδωτό σφιγκτήρα. Χρώμα: μαύρο.

Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση μπουκαλιών, βάση σφιγκτήρα και κλειδί allen 3 mm.


Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone ή την κινητή σας συσκευή για να δείτε τις οδηγίες σε βίντεο.



① Ξεβιδώστε και αφαιρέστε μία βίδα από τη βάση σφιγκτήρα.



② Ξεβιδώστε την άλλη βίδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά αφήστε την προσαρτημένη στον σφιγκτήρα.



③ Περιστρέψτε το μισό του σφιγκτήρα κατά 90 μοίρες για να διευκολύνετε την τοποθέτηση του σφιγκτήρα στο πλαίσιο *Veloped*. Με τον κοντό βραχίονα της θήκης μπουκαλιών προς τα πάνω, στερεώστε τον σφιγκτήρα στο κατακόρυφο μέρος του δεξιού ή αριστερού πίσω σωλήνα πλαισίου του *Veloped*. Όταν βιδώνετε τον σφιγκτήρα στο πλαίσιο του *Veloped*, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βίδες είναι σφιγμένες εξίσου.



④ Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο βραχίονα σφιγκτήρα και στη συνέχεια βιδώστε τη θήκη μπουκαλιών πάνω σε αυτήν, κατά προτίμηση με το πλευρικό άνοιγμα της θήκης μπουκαλιών στραμμένο προς τα έξω.



⑤ Η θήκη μπουκαλιών με βελονάκι είναι τώρα σωστά τοποθετημένη και έτοιμη για χρήση. Μπράβο.