



Veloped 助行车防雨罩（小号） – 用户指南



防雨罩可保护 Veloped 的座椅和篮子。

Veloped 双色设计：银色/黑色

使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。



① 系紧绳子。

将弹性绳系在上部框架管上。

注意：转动盖子，这样盖子上就会出现所需的颜色。



② 第二个附着点。

防雨罩也可在后端固定。



③ 前部连接点。

防雨罩包裹在框架的前部。



④ 走路時。

行走时，松开后面的松紧带。



⑤ 存放防雨罩。

将防雨罩存放在篮子里或拉链口袋中。



⑥ 准备在雨天使用。