



带绒面瓶架 – 组装说明


Veloped 和助行器通用尺寸水壶架，通过螺丝夹固定在 Veloped 车架上。颜色：黑色。

包装内含水壶架、夹具和 3 毫米内六角扳手。


使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。



① 从夹具安装座上拧下并取下一个螺丝。



② 将另一个螺丝尽可能地拧松，但不要拧松，使其与夹子断开。



③ 将夹具的一半旋转 90 度，以便更容易地将夹具安装到 Veloped 框架上。将水壶架的短臂向上，把夹具固定到 Veloped 自行车左右后车架管的垂直部分。用螺丝将夹具拧到 Veloped 车架上时，确保两个螺丝拧得一样紧。



④ 松开夹紧支架上的两个螺丝，然后将瓶架拧到夹紧支架上，最好将瓶架的侧开口朝外。



⑤ Veloped水瓶架已正确安装完毕，可以使用了。干得好。